



Identificação do Caso de Uso: UC1

Nome do Caso de Uso: Coletar Dados

Ator: Individuo, Central

Pré-condições:

Pós-condições:

Sequência de eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Por meio do celular os dados coletados do indivíduo são enviados para a central	

Identificação do Caso de Uso: UC2

Nome do Caso de Uso: Reconectar

Ator: Individuo, Central

Pré-condições:

Pós-condições:

Sequência de eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1.0 indivíduo verifica se os dados foram enviados 2.0 indivíduo tenta reconectar com a central 3. Se conectar envia os dados	

Sequências alternativas

2.a. Caso ele não consiga tenta reconectar novamente

Identificação do Caso de Uso: UC3

Nome do Caso de Uso: Cadastrar

Ator: Usuário, Central

Pré-condições: CEP, CPF e telefone de contato

Pós-condições: Login e senha

Sequência de eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1.Usuário entra com os dados	2.Analisa os dados enviados e executa o cadastro 3.Confirma o cadastro e envia login e senha por email

Sequências alternativas

2.a. Não executa o cadastro

1.Dados enviados não são validados

2.Cadastro cancelado

Identificação do Caso de Uso: UC4

Nome do Caso de Uso: Solicitar relatório

Ator: Usuário, Central

Pré-condições: Login e senha

Pós-condições: Cod\_Relatório

Sequência de eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Entra com a solicitação de um relatório comentado	2. Analisa a solicitação 3. Envia relatório

Sequências alternativas

3.a. Falha no envio

1.Não envia relatório

2.Cancela a operação

Identificação do Caso de Uso: UC5

Nome do Caso de Uso: Validar conta

Ator:

Pré-condições:

Pós-condições:

Sequência de eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
	1.O sistema valida o login e senha do usuário, autorizando a operação

Sequências Alternativas

1.a. Usuário Inválido:

1.O sistema não reconhece o login e senha do usuário como válidos.

2. A operação é cancelada.

Identificação do Caso de Uso: UC6

Nome do Caso de Uso: Gerar relatório comentado

Ator: Médico, central

Pré-condições: solicitação do usuário

Pós-condições:

Sequência de eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1.0 médico recebe a solicitação de um relatório comentado 3.Médico comenta o relatório	2.Mostra o relatório inicial 4.Salva e envia para o usuário

Identificação do Caso de Uso: UC7

Nome do Caso de Uso: Alarmar

Ator: Central Telefônica, Central

Pré-condições: Anormalidade metabólica aciona o alarme o dispositivo

Pós-condições:

Sequência de eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1.A central analisa os dados e identifica a anormalidade. 2.A central contata a central telefônica	

